



Nama:	1. Daffa Abdurahman Jatmiko (121140181) 2. Andreas Gumarang Sihotang (121140168) 3. Ihsan Triyadi (121140163)	Tugas : Tugas Besar
Mata Kuliah:	Digital Signal Processing (IF3024)	Tanggal: 24/12/2024

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sebagai bagian dari tugas akhir mata kuliah Pengolahan Sinyal Digital IF(3024), dikembangkan sistem real-time untuk mendeteksi sinyal respirasi dan remote-photoplethysmography (rPPG) melalui webcam. Sistem ini mengintegrasikan dua pendekatan: deteksi pernapasan melalui analisis gerakan bahu menggunakan pose-landmarker MediaPipe, serta pengukuran detak jantung non-invasif dengan algoritma Plane Orthogonal-to Skin (POS) yang menganalisis variasi warna pada region wajah yang terdeteksi melalui face-detector MediaPipe.

2 Alat dan Bahan

2.1 Lingkungan Pengembangan

Implementasi sistem pengukuran sinyal vital non-kontak ini memerlukan spesifikasi perangkat dan perangkat lunak yang memadai untuk pemrosesan video real-time dan analisis sinyal digital.

2.2 Bahasa Pemrograman

Sistem dikembangkan menggunakan Python karena keunggulannya dalam ekosistem computer vision dan pengolahan sinyal digital, serta dukungan ekstensif dari komunitas open source.

2.3 Komponen Perangkat Lunak

2.3.1 Library Pemrosesan Visual

- **OpenCV**: Framework utama untuk akuisisi dan pemrosesan video real-time
- **MediaPipe**: Menyediakan model AI untuk deteksi wajah dan landmark pose, khususnya untuk tracking area wajah dan pergerakan bahu

2.3.2 Library Analisis dan Komputasi

- **NumPy**: Pemrosesan array dan operasi matematika untuk analisis sinyal
- **SciPy**: Implementasi algoritma pemrosesan sinyal dan ekstraksi fitur

2.3.3 Library Pendukung Sistem

- **os & sys:** Manajemen fungsi dan variabel sistem
- **requests:** Komunikasi HTTP
- **tqdm:** Visualisasi progress komputasi

3 Metodologi

3.1 Ekstraksi Sinyal Vital

3.1.1 Sinyal rPPG

Implementasi algoritma Plane Orthogonal-to-Skin (POS) untuk deteksi detak jantung menggunakan analisis perubahan krominasi pada region wajah. Metode ini dipilih karena ketahanannya terhadap variasi pencahayaan dan gerakan subjek.

3.1.2 Sinyal Respirasi

Pengukuran pola respirasi menggunakan metode Zone-based Weighted Optical Flow yang membagi ROI menjadi tiga zona vertikal dengan pembobotan berbeda (kiri: 0.5, tengah: 1.0, kanan: 0.5). Metode ini dipilih karena ketahanannya terhadap noise gerakan lokal melalui sistem pembobotan zona, dimana zona tengah memiliki bobot lebih tinggi karena umumnya memiliki pergerakan respirasi yang lebih stabil, sementara zona kiri dan kanan dengan bobot lebih rendah tetap berkontribusi namun dengan pengaruh yang lebih kecil untuk mengkompensasi gerakan lokal.

Tahapan detail metode ini meliputi:

1. Penentuan Region of Interest (ROI):
 - Deteksi landmark bahu menggunakan MediaPipe Pose Detection
 - Perhitungan titik tengah ROI dari koordinat kedua bahu
 - ROI dibentuk dengan ukuran tetap dari titik tengah
2. Pre-processing dan Enhancement ROI:
 - Konversi ke grayscale
 - Penerapan CLAHE (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization)
 - Aplikasi Gaussian blur (3x3) untuk reduksi noise
 - Peningkatan edge menggunakan teknik edge enhancement
3. Zone-based Feature Detection:
 - ROI dibagi menjadi 3 zona vertikal dengan bobot:
 - Zona kiri (0.5): Kompensasi gerakan tubuh bagian kiri
 - Zona tengah (1.0): Area utama pergerakan respirasi
 - Zona kanan (0.5): Kompensasi gerakan tubuh bagian kanan
 - Deteksi 50 titik fitur menggunakan Shi-Tomasi corner detection
 - Refresh titik fitur ketika jumlah < 25 untuk menjaga stabilitas tracking
4. Multi-zone Tracking:

- Implementasi pyramidal Lucas-Kanade optical flow
- Tracking independen untuk setiap zona
- Perhitungan median posisi Y titik-titik dalam setiap zona
- Penerapan weighted average berdasarkan bobot zona

5. Temporal Processing:

- Sliding window 8 sampel dengan weighted moving average
- Pembobotan linear dari 0.5 hingga 1.0 untuk sampel terbaru
- Normalisasi sinyal ke mean = 0

4 Penjelasan

Berikut adalah penjelasan mengenai alur kerja program yang dikembangkan pada proyek ini:

4.1 Remote Photoplethysmography (RPPG)

Pertama mengimport library/pustaka yang digunakan, library/pustaka yang digunakan adalah sebagai berikut.

```
1 import numpy as np
2 import mediapipe as mp
3 import cv2
4 import matplotlib.pyplot as plt
5 import scipy.signal as signal
6 import time
```

Kode 1: Import Library/Pustaka

4.1.1 Mengunduh Model face-detector dari MediaPipe

```
1 def download_model_face_detection():
2     """
3     Fungsi ini bertanggung jawab untuk mengunduh model face detector dari MediaPipe.
4     Model ini digunakan untuk mendeteksi wajah dalam video.
5     """
6     # Membuat direktori 'model' jika belum ada
7     model_dir = "model"
8     os.makedirs(model_dir, exist_ok=True)
9
10    # URL untuk mengunduh model face detector dari MediaPipe
11    url = "https://storage.googleapis.com/mediapipe-models/face_detector/blaze_face_short_range/float16/latest/blaze_face_short_range.tflite"
12    filename = os.path.join(model_dir, "face_detector.task")
13
14    # Memeriksa apakah file model sudah ada dan tidak kosong
15    if os.path.exists(filename) and os.path.getsize(filename) > 0:
16        print(f"File model {filename} sudah terunduh. Melewati proses pengunduhan...")
17        return filename
18
19    # Proses pengunduhan dengan progress bar menggunakan tqdm
20    try:
21        print(f"Mengunduh model face detector ke direktori: {filename}...")
22        response = requests.get(url, stream=True)
23        response.raise_for_status() # Memastikan request berhasil
24        total_size = int(response.headers.get('content-length', 0))
25        block_size = 1024
```

```
26
27     # Membuka file dan menampilkan progress bar
28     with open(filename, 'wb') as f, tqdm(
29         total=total_size,
30         unit='iB',
31         unit_scale=True,
32         unit_divisor=1024,
33     ) as pbar:
34         # Menulis data ke file secara bertahap
35         for data in response.iter_content(block_size):
36             size = f.write(data)
37             pbar.update(size)
38
39     # Verifikasi file hasil unduhan
40     if os.path.getsize(filename) == 0:
41         raise ValueError("File yang terunduh kosong")
42
43     print("Proses pengunduhan model face detector berhasil!")
44     return filename
45
46 except Exception as e:
47     print(f"Terdapat error dalam proses pengunduhan model face detector: {e}")
48     if os.path.exists(filename):
49         os.remove(filename) # Membersihkan file yang tidak lengkap
50     raise
```

Kode 2: Mengunduh Model face-detector dari MediaPipe

4.1.2 Mengunduh Model pose-landmarker dari MediaPipe

```
1 def download_model_pose_detection():
2     """
3     Fungsi ini mengunduh model pose landmarker dari MediaPipe.
4     Model digunakan untuk mendeteksi pose tubuh pengguna dalam video (khususnya bagian bahu/torso
5     atas).
6     """
7     # Membuat direktori model jika belum ada
8     model_dir = "model"
9     os.makedirs(model_dir, exist_ok=True)
10
11     # URL untuk mengunduh model pose landmarker
12     url = "https://storage.googleapis.com/mediapipe-models/pose_landmarker/pose_landmarker_heavy/
13     float16/latest/pose_landmarker_heavy.task"
14     filename = os.path.join(model_dir, "pose_landmarker.task")
15
16     # Memeriksa apakah file sudah ada dan tidak kosong
17     if os.path.exists(filename) and os.path.getsize(filename) > 0:
18         print(f"File model {filename} sudah terunduh. Melewati proses pengunduhan...")
19         return filename
20
21     try:
22         print(f"Mengunduh model pose landmarker ke direktori: {filename}...")
23         response = requests.get(url, stream=True)
24         response.raise_for_status()
25
26         total_size = int(response.headers.get('content-length', 0))
27         block_size = 1024
28
29         # Proses pengunduhan dengan progress bar
30         with open(filename, 'wb') as f, tqdm(
31             total=total_size,
```

```
30         unit='iB',
31         unit_scale=True,
32         unit_divisor=1024,
33     ) as pbar:
34         for data in response.iter_content(block_size):
35             size = f.write(data)
36             pbar.update(size)
37
38     # Verifikasi hasil unduhan
39     if os.path.getsize(filename) == 0:
40         raise ValueError("File yang terunduh kosong")
41
42     print("Proses pengunduhan model pose landmarker berhasil!")
43     return filename
44
45 except Exception as e:
46     print(f"Terdapat error dalam proses pengunduhan model face detector: {e}")
47     if os.path.exists(filename):
48         os.remove(filename)
49     raise
```

Kode 3: Mengunduh Model pose-landmarker dari MediaPipe

4.1.3 Memeriksa ketersediaan GPU

```
1 def check_gpu():
2     """
3     Fungsi ini memeriksa ketersediaan GPU pada sistem.
4
5     Returns:
6         str: "NVIDIA" untuk GPU NVIDIA, "MLX" untuk Apple Silicon, atau "CPU" jika tidak ada GPU
7     """
8     system = platform.system()
9     print(f"System: {system}")
10
11     # Memeriksa apakah sistem adalah Windows atau Linux
12     if system == "Linux" or system == "Windows":
13         try:
14             # Mencoba menjalankan perintah nvidia-smi untuk deteksi GPU NVIDIA
15             nvidia_output = subprocess.check_output(['nvidia-smi']).decode('utf-8')
16             return "NVIDIA"
17         except (subprocess.CalledProcessError, FileNotFoundError):
18             return "CPU"
19
20     # Memeriksa apakah sistem adalah macOS dengan arsitektur Apple Silicon
21     elif system == "Darwin": # macOS
22         try:
23             # Mendapatkan informasi CPU
24             cpu_info = subprocess.check_output(['sysctl', '-n', 'machdep.cpu.brand_string']).decode('utf-8').strip()
25             print(f"CPU: {cpu_info}")
26             if "Apple" in cpu_info: # Mencakup semua chip buatan Apple (M1/M2/M3)
27                 return "MLX"
28         except subprocess.CalledProcessError:
29             pass
30     return "CPU"
```

Kode 4: Memeriksa ketersediaan GPU

4.1.4 Mengambil Region of Interest (ROI) dari Webcam

```
1 def get_initial_roi(image, landmarker, x_size=100, y_size=30, shift_x=0, shift_y=-30):
2     """
3     Fungsi untuk mengambil ROI dari webcam berdasarkan pergerakan posisi bahu pasien.
4
5     Args:
6         image (np.ndarray): Frame dari webcam
7         landmarker (task): MediaPipe pose detector yang sudah didownload
8         x_size (int): Ukuran ROI pada sumbu x
9         y_size (int): Ukuran ROI pada sumbu y
10        shift_x (int): Pergeseran ROI pada sumbu x
11        shift_y (int): Pergeseran ROI pada sumbu y
12
13    Returns:
14        tuple: Koordinat ROI (left_x, top_y, right_x, bottom_y)
15    """
16    # Mengubah warna BGR ke RGB untuk MediaPipe
17    image_rgb = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2RGB)
18    height, width = image.shape[:2] # Mengambil dimensi frame webcam
19
20    # Membuat gambar MediaPipe dari frame webcam
21    mp_image = mp.Image(
22        image_format=mp.ImageFormat.SRGB,
23        data=image_rgb
24    )
25
26    # Mendeteksi pose dari frame webcam
27    detection_result = landmarker.detect(mp_image)
28
29    if not detection_result.pose_landmarks:
30        raise ValueError("No pose detected in first frame!")
31
32    # Mendeteksi tubuh pengguna dari landmark pertama
33    landmarks = detection_result.pose_landmarks[0]
34
35    # Mengambil landmark bahu kiri dan kanan
36    left_shoulder = landmarks[11]
37    right_shoulder = landmarks[12]
38
39    # Menghitung posisi tengah dari bahu kiri dan kanan
40    center_x = int((left_shoulder.x + right_shoulder.x) * width/2)
41    center_y = int((left_shoulder.y + right_shoulder.y) * height/2)
42
43    # Mengaplikasikan shift terhadap titik tengah
44    center_x += shift_x
45    center_y += shift_y
46
47    # Menghitung batasan ROI berdasarkan posisi tengah dan ukuran ROI
48    left_x = max(0, center_x - x_size)
49    right_x = min(width, center_x + x_size)
50    top_y = max(0, center_y - y_size)
51    bottom_y = min(height, center_y + y_size)
52
53    # Memvalidasi ukuran ROI
54    if (right_x - left_x) <= 0 or (bottom_y - top_y) <= 0:
55        raise ValueError("Invalid ROI dimensions")
56
57    return (left_x, top_y, right_x, bottom_y)
```

Kode 5: Mengambil Region of Interest (ROI) dari Webcam

4.2 Respiration

lakukan hal yang sama dengan respirasi mengimport Library/pustaka

```
1 import time
2 import cv2
3 import numpy as np
4 import mediapipe as mp
```

Kode 6: Import Library/Pustaka

4.2.1 Fungsi *get_{initial},oi*

```
1 def get_initial_roi(image, model_path, x_size, y_size, shift_x, shift_y):
2     """
3     Fungsi ini bertanggung jawab untuk mendeteksi Region of Interest (ROI) awal untuk
4     pelacakan respirasi menggunakan MediaPipe.
5
6     Cara kerja:
7     1. Mengkonversi gambar dari BGR ke RGB untuk MediaPipe
8     2. Menginisialisasi detektor pose dengan model yang diberikan
9     3. Mendeteksi landmark pose, khususnya posisi bahu
10    4. Menghitung ROI berdasarkan posisi bahu
11    """
12    # Konversi warna dan ambil dimensi
13    image_rgb = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2RGB)
14    height, width = image.shape[:2]
15
16    # Konfigurasi dan inisialisasi pose detector
17    options = mp.tasks.vision.PoseLandmarkerOptions(
18        base_options=mp.tasks.BaseOptions(model_asset_path=model_path),
19        running_mode=mp.tasks.vision.RunningMode.IMAGE
20    )
21
22    # Deteksi pose dan hitung ROI
23    with mp.tasks.vision.PoseLandmarker.create_from_options(options) as pose_detector:
24        mp_image = mp.Image(image_format=mp.ImageFormat.SRGB, data=image_rgb)
25        detection_result = pose_detector.detect(mp_image)
26
27        # Validasi hasil deteksi
28        if not detection_result.pose_landmarks or len(detection_result.pose_landmarks) == 0:
29            raise ValueError("No pose detected!")
30
31        # Ekstrak landmark bahu dan hitung posisi tengah
32        landmarks = detection_result.pose_landmarks[0]
33        left_shoulder = landmarks[11]
34        right_shoulder = landmarks[12]
35
36        # Hitung koordinat ROI
37        center_x = int((left_shoulder.x + right_shoulder.x) * width / 2) + shift_x
38        center_y = int((left_shoulder.y + right_shoulder.y) * height / 2) + shift_y
39
40        # Tetapkan batas ROI dengan mempertimbangkan batas frame
41        left_x = max(0, center_x - x_size)
42        right_x = min(width, center_x + x_size)
43        top_y = max(0, center_y - y_size)
44        bottom_y = min(height, center_y + y_size)
45
46        return left_x, top_y, right_x, bottom_y
```

Kode 7: Fungsi *get_{initial},oi*

4.2.2 Kelas FlowTracker

```
1 class FlowTracker:
2     """
3     Kelas ini menangani pelacakan aliran (flow) berdasarkan titik-titik yang terdeteksi dalam ROI.
4
5     Fitur utama:
6     - Pelacakan posisi historis
7     - Smoothing menggunakan weighted average
8     - Pembagian ROI menjadi zona dengan bobot berbeda
9     """
10    def __init__(self, history_size=8):
11        # Inisialisasi parameter pelacakan
12        self.history_size = history_size
13        self.last_positions = None
14        self.last_y_pos = None
15        self.smoothing_window = []
16
17    def get_flow_position(self, points, roi_coords):
18        """
19        Menghitung posisi aliran berdasarkan titik-titik yang dilacak dengan:
20        1. Pembagian ROI menjadi 3 zona (kiri, tengah, kanan)
21        2. Pembobotan berbeda untuk setiap zona
22        3. Smoothing menggunakan weighted average
23        """
24        if len(points) == 0:
25            return self.last_y_pos
26
27        left_x, top_y, right_x, bottom_y = roi_coords
28        width = right_x - left_x
29
30        # Kembalikan bobot yang lebih seimbang
31        zone_weights = {'left': 0.5, 'center': 1.0, 'right': 0.5}
32
33        zones = {
34            'left': (left_x, left_x + width/3),
35            'center': (left_x + width/3, left_x + 2*width/3),
36            'right': (left_x + 2*width/3, right_x)
37        }
38
39        zone_positions = {'left': [], 'center': [], 'right': []}
40
41        for point in points:
42            x, y = point.ravel()
43            for zone_name, (zone_left, zone_right) in zones.items():
44                if zone_left <= x <= zone_right:
45                    zone_positions[zone_name].append(y)
46                    break
47
48        weighted_sum = 0
49        total_weight = 0
50
51        for zone_name, positions in zone_positions.items():
52            if positions:
53                zone_y = np.median(positions)
54                weighted_sum += zone_y * zone_weights[zone_name]
55                total_weight += zone_weights[zone_name]
56
57        if total_weight > 0:
58            y_pos = weighted_sum / total_weight
59
60        self.smoothing_window.append(y_pos)
```



```
61         if len(self.smoothing_window) > self.history_size:
62             self.smoothing_window.pop(0)
63
64         # Gunakan weighted average yang lebih ringan
65         weights = np.linspace(0.5, 1.0, len(self.smoothing_window))
66         weights /= weights.sum()
67         smoothed_y = np.average(self.smoothing_window, weights=weights)
68
69         self.last_y_pos = smoothed_y
70         return smoothed_y
71
72     return self.last_y_pos
```

Kode 8: Kelas FlowTracker

4.2.3 Fungsi *process_frame*

```
1 def process_frame(frame, tracking_data):
2     """
3     Fungsi ini memproses setiap frame video untuk pelacakan respirasi.
4
5     Tahapan proses:
6     1. Konversi frame ke grayscale
7     2. Deteksi fitur jika diperlukan
8     3. Pelacakan optical flow
9     4. Pembaruan posisi dan visualisasi
10    """
11    # Konversi ke grayscale untuk pemrosesan
12    frame_gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
13    y_pos = None
14
15    # Inisialisasi tracker jika belum ada
16    if 'flow_tracker' not in tracking_data:
17        tracking_data['flow_tracker'] = FlowTracker()
18
19    # Deteksi fitur baru jika jumlahnya kurang
20    if len(tracking_data.get('features', [])) < 25:
21        # Ekstrak dan tingkatkan ROI
22        roi = frame_gray[tracking_data['roi_coords'][1]:tracking_data['roi_coords'][3],
23                        tracking_data['roi_coords'][0]:tracking_data['roi_coords'][2]]
24
25        # Pre-processing ROI
26        roi_enhanced = cv2.equalizeHist(roi)
27        roi_enhanced = cv2.GaussianBlur(roi_enhanced, (5,5), 0)
28
29        # Deteksi fitur baru
30        new_features = cv2.goodFeaturesToTrack(
31            roi_enhanced,
32            maxCorners=50,
33            qualityLevel=0.15,
34            minDistance=7,
35            blockSize=7
36        )
37
38        # Update posisi fitur jika ditemukan
39        if new_features is not None:
40            new_features = new_features + np.array(
41                [[tracking_data['roi_coords'][0], tracking_data['roi_coords'][1]],
42                dtype=np.float32
43            )
44            tracking_data['features'] = new_features
```

```

45
46 # Pelacakan optical flow
47 if len(tracking_data.get('features', [])) > 0:
48     # Hitung optical flow
49     new_features, status, error = cv2.calcOpticalFlowPyrLK(
50         tracking_data['old_gray'],
51         frame_gray,
52         tracking_data['features'],
53         None,
54         winSize=(21,21),
55         maxLevel=2,
56         criteria=(cv2.TERM_CRITERIA_EPS | cv2.TERM_CRITERIA_COUNT, 10, 0.03)
57     )
58
59     # Update dan visualisasi jika ada fitur yang valid
60     if new_features is not None:
61         good_new = new_features[status == 1]
62         y_pos = tracking_data['flow_tracker'].get_flow_position(
63             good_new, tracking_data['roi_coords']
64         )
65         frame = draw_flow_zones(frame, tracking_data['roi_coords'], good_new)
66         tracking_data['features'] = good_new.reshape(-1, 1, 2)
67
68     # Simpan frame grayscale untuk iterasi berikutnya
69     tracking_data['old_gray'] = frame_gray.copy()
70     return frame, y_pos

```

Kode 9: Fungsi *process_framer*

4.2.4 Fungsi *draw_flow_zones*

```

1 def draw_flow_zones(frame, roi_coords, points):
2     """
3     Fungsi untuk visualisasi zona dan indikator aliran pada frame.
4
5     Fitur visualisasi:
6     1. Kotak ROI utama
7     2. Pembagian zona vertikal
8     3. Titik-titik pelacakan dengan warna berbeda per zona
9     """
10    # Mengekstrak koordinat ROI (Region of Interest) dari parameter roi_coords
11    left_x, top_y, right_x, bottom_y = roi_coords
12    # Menghitung lebar ROI dengan mengurangi koordinat x kanan dengan x kiri
13    width = right_x - left_x
14
15    # Menggambar kotak ROI utama pada frame
16    # Parameter: frame, titik awal (left_x, top_y), titik akhir (right_x, bottom_y)
17    # Warna hijau (0, 255, 0), ketebalan garis 2 pixel
18    cv2.rectangle(frame, (left_x, top_y), (right_x, bottom_y), (0, 255, 0), 2)
19
20    # Menggambar garis vertikal untuk membagi ROI menjadi 3 zona
21    for i in range(1, 3): # Loop 2 kali untuk membuat 2 garis pembagi
22        # Menghitung posisi x untuk setiap garis pembagi (1/3 dan 2/3 dari lebar)
23        x = left_x + (width * i // 3)
24        # Menggambar garis vertikal dari atas ke bawah ROI
25        # Warna kuning (0, 255, 255), ketebalan garis 1 pixel
26        cv2.line(frame, (x, top_y), (x, bottom_y), (0, 255, 255), 1)
27
28    # Menggambar titik-titik yang terdeteksi dengan warna berbeda berdasarkan zona
29    if points is not None: # Jika ada titik yang terdeteksi
30        for point in points:

```

```
31 # Mengubah format titik menjadi koordinat x, y
32 x, y = point.ravel()
33 # Mengkonversi koordinat ke integer
34 x, y = int(x), int(y)
35
36 # Menentukan zona berdasarkan posisi relatif terhadap ROI
37 rel_x = x - left_x # Posisi relatif dari titik kiri ROI
38 if rel_x < width/3: # Zona kiri
39     color = (0, 165, 255) # Warna oranye untuk zona kiri
40 elif rel_x < 2*width/3: # Zona tengah
41     color = (0, 0, 255) # Warna merah untuk zona tengah
42 else: # Zona kanan
43     color = (0, 165, 255) # Warna oranye untuk zona kanan
44
45 # Menggambar titik dengan radius 3 pixel dan warna sesuai zona
46 # Parameter -1 berarti titik diisi penuh (filled)
47 cv2.circle(frame, (x, y), 3, color, -1)
48
49 # Mengembalikan frame yang sudah digambar
50 return frame
```

Kode 10: Fungsi *draw_{low zones}*

4.2.5 Fungsi *enhance_{roi}*

```
1 def enhance_roi(roi):
2     """
3     Fungsi untuk meningkatkan kualitas ROI.
4
5     Tahapan peningkatan:
6     1. Konversi ke grayscale
7     2. Aplikasi CLAHE untuk peningkatan kontras
8     3. Edge enhancement dengan Gaussian blur
9     """
10    if roi is None or roi.size == 0:
11        return None
12
13    # Konversi dan peningkatan kualitas ROI
14    gray = cv2.cvtColor(roi, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
15    clahe = cv2.createCLAHE(clipLimit=2.0, tileGridSize=(8,8))
16    enhanced = clahe.apply(gray)
17    enhanced = cv2.GaussianBlur(enhanced, (3,3), 0)
18    return enhanced
```

Kode 11: Fungsi *enhance_{roi}*

4.2.6 Main Webcam Processing Function

```
1 def process_webcam(model_path, max_seconds, x_size, y_size, shift_x, shift_y):
2     """
3     Fungsi utama untuk memproses webcam dan melacak pergerakan bahu untuk analisis respirasi.
4
5     Args:
6         model_path: Path ke model pose detection
7         max_seconds: Durasi maksimum perekaman dalam detik
8         x_size: Ukuran window tracking pada sumbu x
9         y_size: Ukuran window tracking pada sumbu y
10        shift_x: Pergeseran tracking window pada sumbu x
11        shift_y: Pergeseran tracking window pada sumbu y
12    """
```

```
13 # Inisialisasi webcam dan parameter video
14 cap = cv2.VideoCapture(0) # Membuka webcam default
15 fps = cap.get(cv2.CAP_PROP_FPS) # Mendapatkan FPS webcam
16 width = int(cap.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH)) # Mendapatkan lebar frame
17 height = int(cap.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT)) # Mendapatkan tinggi frame
18 max_frames = int(fps * max_seconds) # Menghitung jumlah frame maksimum
19
20 # Setup pose detector
21 pose_landmarker = tracking.setup_pose_landmarker(model_path)
22
23 # Inisialisasi array untuk menyimpan data
24 timestamps = [] # Array untuk menyimpan waktu
25 y_positions = [] # Array untuk menyimpan posisi y
26
27 try:
28     # Memproses frame pertama
29     ret, first_frame = cap.read()
30     if not ret:
31         raise ValueError("Could not read first frame!")
32
33     # Inisialisasi tracking pada frame pertama
34     tracking_data = tracking.initialize_tracking(
35         first_frame,
36         pose_landmarker,
37         x_size, y_size,
38         shift_x, shift_y
39     )
40
41     # Inisialisasi counter dan timer
42     frame_count = 0
43     start_time = time.time()
44
45     # Loop utama pemrosesan video
46     while True:
47         # Membaca frame dari webcam
48         ret, frame = cap.read()
49         if not ret or frame_count >= max_frames:
50             break
51
52         # Memproses frame untuk analisis respirasi
53         frame, y_pos = respiration.process_frame(frame, tracking_data)
54
55         # Menyimpan data jika posisi terdeteksi
56         if y_pos is not None:
57             current_time = time.time() - start_time
58             timestamps.append(current_time)
59             y_positions.append(y_pos)
60
61         # Menambahkan plot real-time ke frame
62         frame = plotter.overlay_plot_on_frame(frame, timestamps, y_positions)
63
64         # Menampilkan frame yang telah diproses
65         cv2.imshow("Shoulder Tracking", frame)
66         # Mengecek input 'q' untuk keluar
67         if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
68             break
69
70     frame_count += 1
```

Kode 12: Main Webcam Processing Function

4.2.7 Cleanup dan Visualisasi Akhir

```
1 finally:
2     # Membersihkan resources
3     cap.release()
4     cv2.destroyAllWindows()
5
6     # Membuat plot hasil akhir
7     plotter.plot_shoulder_movement(timestamps, y_positions)
8
9     # Mengembalikan data yang telah dikumpulkan
10    return timestamps, y_positions
```

Kode 13: Cleanup dan Visualisasi Akhir

4.2.8 Pose Landmarker Setup

```
1 def setup_pose_landmarker(model_path):
2     """
3     Setup MediaPipe pose landmarker untuk deteksi pose.
4
5     Args:
6         model_path: Path ke file model pose detection
7
8     Returns:
9         PoseLandmarker: Instance MediaPipe pose landmarker yang telah dikonfigurasi
10    """
11    # Import kelas-kelas yang diperlukan dari MediaPipe
12    PoseLandmarker = mp.tasks.vision.PoseLandmarker
13    BaseOptions = mp.tasks.BaseOptions
14    PoseLandmarkerOptions = mp.tasks.vision.PoseLandmarkerOptions
15    VisionRunningMode = mp.tasks.vision.RunningMode
16
17    # Konfigurasi opsi untuk pose landmarker
18    options = PoseLandmarkerOptions(
19        base_options=BaseOptions(model_asset_path=model_path),
20        running_mode=VisionRunningMode.IMAGE, # Mode pemrosesan per frame
21        num_poses=1, # Hanya deteksi 1 pose
22        min_pose_detection_confidence=0.5, # Threshold confidence deteksi
23        min_pose_presence_confidence=0.5, # Threshold confidence keberadaan pose
24        min_tracking_confidence=0.5 # Threshold confidence tracking
25    )
26
27    return PoseLandmarker.create_from_options(options)
```

Kode 14: Pose Landmarker Setup

4.2.9 ROI Detection

```
1 def get_initial_roi(frame, pose_landmarker, x_size, y_size, shift_x, shift_y):
2     """
3     Mendapatkan Region of Interest (ROI) berdasarkan posisi bahu.
4
5     Args:
6         frame: Frame video dari webcam
7         pose_landmarker: Instance pose landmarker yang sudah disetup
8         x_size: Lebar ROI
9         y_size: Tinggi ROI
10        shift_x: Pergeseran horizontal ROI
11        shift_y: Pergeseran vertikal ROI
```

```
12
13 Returns:
14     tuple: Koordinat ROI (left_x, top_y, right_x, bottom_y)
15     """
16 # Konversi frame ke RGB untuk MediaPipe
17 frame_rgb = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB)
18 height, width = frame.shape[:2]
19
20 # Membuat image MediaPipe
21 mp_image = mp.Image(
22     image_format=mp.ImageFormat.SRGB,
23     data=frame_rgb
24 )
25
26 # Deteksi landmarks pose
27 detection_result = pose_landmarker.detect(mp_image)
28
29 if not detection_result.pose_landmarks:
30     raise ValueError("No pose detected in frame!")
31
32 landmarks = detection_result.pose_landmarks[0]
33
34 # Mendapatkan posisi bahu (landmarks 11 dan 12)
35 left_shoulder = landmarks[11]
36 right_shoulder = landmarks[12]
37
38 # Menghitung titik tengah antara bahu
39 center_x = int((left_shoulder.x + right_shoulder.x) * width / 2)
40 center_y = int((left_shoulder.y + right_shoulder.y) * height / 2)
41
42 # Mengaplikasikan pergeseran
43 center_x += shift_x
44 center_y += shift_y
45
46 # Menghitung batas ROI
47 left_x = max(0, center_x - x_size)
48 right_x = min(width, center_x + x_size)
49 top_y = max(0, center_y - y_size)
50 bottom_y = min(height, center_y + y_size)
51
52 return (left_x, top_y, right_x, bottom_y)
```

Kode 15: ROI Detection

4.2.10 Feature Detection

```
1 def initialize_features(roi, left_x, top_y):
2     """
3     Mendeteksi fitur-fitur yang akan ditracking dalam ROI.
4
5     Args:
6         roi: Region of Interest dari frame
7         left_x: Koordinat x kiri ROI
8         top_y: Koordinat y atas ROI
9
10    Returns:
11        np.ndarray: Array titik-titik fitur yang terdeteksi
12    """
13    features = cv2.goodFeaturesToTrack(
14        roi,
15        maxCorners=60, # Maksimal 60 titik fitur
```

```
16     qualityLevel=0.15, # Threshold kualitas fitur
17     minDistance=3, # Jarak minimal antar fitur
18     blockSize=7 # Ukuran block untuk deteksi
19 )
20
21 if features is not None:
22     features = np.float32(features)
23     # Menyesuaikan koordinat ke frame penuh
24     features[:,0] += left_x
25     features[:,1] += top_y
26
27     return features
```

Kode 16: Feature Detection

4.2.11 Optical Flow Parameters

```
1 def get_lk_params():
2     """
3     Mendapatkan parameter untuk Lucas-Kanade optical flow.
4
5     Returns:
6         dict: Parameter untuk optical flow
7     """
8     return dict(
9         winSize=(15, 15), # Ukuran window pencarian
10         maxLevel=2, # Level pyramid maksimum
11         criteria=(cv2.TERM_CRITERIA_EPS | cv2.TERM_CRITERIA_COUNT, 10, 0.03) # Kriteria terminasi
12     )
```

Kode 17: Optical Flow Parameters

4.2.12 Tracking Initialization

```
1 def initialize_tracking(frame, pose_landmarker, x_size, y_size, shift_x, shift_y):
2     """
3     Menginisialisasi sistem tracking dengan menggabungkan semua komponen.
4
5     Args:
6         frame: Frame video dari webcam
7         pose_landmarker: Instance pose landmarker
8         x_size: Lebar ROI
9         y_size: Tinggi ROI
10        shift_x: Pergeseran horizontal ROI
11        shift_y: Pergeseran vertikal ROI
12
13    Returns:
14        dict: Data tracking yang dibutuhkan untuk pemrosesan selanjutnya
15    """
16    # Mendapatkan ROI awal
17    roi_coords = get_initial_roi(frame, pose_landmarker,
18                                x_size, y_size, shift_x, shift_y)
19    left_x, top_y, right_x, bottom_y = roi_coords
20
21    # Inisialisasi frame untuk optical flow
22    old_frame = frame.copy()
23    old_gray = cv2.cvtColor(old_frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
24
25    # Mendapatkan ROI awal dan deteksi fitur
26    roi = old_gray[top_y:bottom_y, left_x:right_x]
```

```
27 features = initialize_features(roi, left_x, top_y)
28
29 # Mengembalikan semua data tracking dalam dictionary
30 return {
31     'roi_coords': roi_coords,
32     'old_gray': old_gray,
33     'features': features,
34     'lk_params': get_lk_params()
35 }
```

Kode 18: Tracking Initialization

4.2.13 Real-time Plot Overlay

```
1 def overlay_plot_on_frame(frame, timestamps, y_positions):
2     """
3     Menambahkan plot real-time ke frame video.
4
5     Args:
6         frame: Frame video dari webcam
7         timestamps: Array waktu pengukuran
8         y_positions: Array posisi y yang terukur
9
10    Returns:
11        frame: Frame dengan plot yang sudah ditambahkan
12    """
13    # Skip jika belum ada data
14    if not timestamps or not y_positions:
15        return frame
16
17    # Menggunakan backend Agg untuk plotting tanpa GUI
18    plt.switch_backend('Agg')
19
20    # Membuat figure dan axes untuk plot
21    fig, ax = plt.subplots(figsize=(4, 3))
22    ax.plot(timestamps, y_positions, "g-", linewidth=2)
23    ax.set_xlabel("Time (seconds)")
24    ax.set_ylabel("Y Position (pixels)")
25    ax.set_title("Shoulder Movement")
26
27    # Mengkonversi plot menjadi gambar
28    fig.canvas.draw()
29    plot_img = np.frombuffer(fig.canvas.tostring_rgb(), dtype=np.uint8)
30    plot_img = plot_img.reshape(fig.canvas.get_width_height()[::-1] + (3,))
31
32    # Membersihkan resources matplotlib
33    plt.close(fig)
34
35    # Mengubah ukuran plot agar muat di pojok frame
36    h, w = frame.shape[:2]
37    plot_h, plot_w = plot_img.shape[:2]
38    scale = min(h/3/plot_h, w/3/plot_w) # Plot ukuran 1/3 dari frame
39    new_h, new_w = int(plot_h*scale), int(plot_w*scale)
40    plot_img = cv2.resize(plot_img, (new_w, new_h))
41
42    # Menempatkan plot di pojok kanan atas
43    frame[10:10+new_h, w-new_w-10:w-10] = plot_img
44
45    return frame
```

Kode 19: Real-time Plot Overlay

4.2.14 Final Analysis Plot

```
1 def plot_shoulder_movement(timestamps, y_positions):
2     """
3     Membuat plot analisis akhir dari gerakan bahu dengan filtering dan estimasi
4     respiratory rate.
5
6     Args:
7         timestamps: Array waktu pengukuran
8         y_positions: Array posisi y yang terukur
9
10    Returns:
11        tuple: (timestamps, y_positions) data yang digunakan
12    """
13    if len(timestamps) > 0 and len(y_positions) > 0:
14        print(f"Plotting data with {len(timestamps)} points...")
15
16        # Kembali ke backend default untuk display
17        plt.switch_backend('TkAgg')
18
19        # Setup plot
20        plt.figure(figsize=(12, 6))
21
22        # Normalisasi waktu ke detik
23        t = np.array(timestamps) - timestamps[0]
24
25        # Pre-processing sinyal
26        y_preprocessed = filters.preprocess_signal(y_positions)
27
28        # Menyesuaikan timestamps untuk sinyal yang telah diproses
29        t_preprocessed = t[:len(y_preprocessed)]
30
31        # Normalisasi sinyal ke mean=0
32        y_normalized = y_preprocessed - np.mean(y_preprocessed)
33
34        # Aplikasi bandpass filter
35        y_filtered = filters.apply_bandpass_filter(y_normalized)
36
37        # Menghitung respiratory rate
38        breaths_per_minute, peaks = filters.estimate_respiratory_rate(
39            y_filtered,
40            t_preprocessed
41        )
42
43        # Membuat plot dengan multiple signals
44        plt.plot(t_preprocessed, y_normalized,
45                label='Preprocessed Signal',
46                color='blue',
47                alpha=0.3)
48        plt.plot(t_preprocessed, y_filtered,
49                label='Filtered Signal',
50                color='red')
51        plt.plot(t_preprocessed[peaks], y_filtered[peaks],
52                "x",
53                label='Peaks')
54
55        # Menambahkan labels dan informasi
56        plt.xlabel('Time (seconds)')
57        plt.ylabel('Y Position (pixels)')
58        plt.title(f'Shoulder Movement Over Time\n' +
59                f'Estimated Respiratory Rate: {breaths_per_minute:.1f} breaths/min')
60        plt.legend()
```

```
61     plt.grid(True)
62     plt.show()
63
64     print(f"Estimated Respiratory Rate: {breaths_per_minute:.1f} breaths/min")
65
66     return timestamps, y_positions
```

Kode 20: Final Analysis Plot

4.2.15 Bandpass Filter Design

```
1 def butter_bandpass(lowcut, highcut, fs, order=2):
2     """
3     Membuat Butterworth bandpass filter dengan karakteristik yang lebih lembut.
4
5     Args:
6         lowcut: Frekuensi cut-off bawah
7         highcut: Frekuensi cut-off atas
8         fs: Frequency sampling
9         order: Order filter (default=2 untuk filter yang lebih lembut)
10
11     Returns:
12         tuple: Koefisien filter (b, a)
13     """
14     nyquist = 0.5 * fs # Frekuensi Nyquist
15     low = lowcut / nyquist # Normalisasi frekuensi
16     high = highcut / nyquist
17     b, a = butter(order, [low, high], btype='band')
18     return b, a
```

Kode 21: Bandpass Filter Design

4.2.16 Bandpass Filter Application

```
1 def apply_bandpass_filter(signal, fs=30):
2     """
3     Mengaplikasikan bandpass filter untuk sinyal respirasi.
4
5     Args:
6         signal: Sinyal input
7         fs: Frequency sampling (default=30 Hz)
8
9     Returns:
10         np.ndarray: Sinyal yang telah difilter
11     """
12     # Range frekuensi untuk respirasi normal
13     lowcut = 0.1 # 6 nafas per menit
14     highcut = 0.5 # 30 nafas per menit
15
16     # Membuat filter dengan order=2
17     b, a = butter_bandpass(lowcut, highcut, fs, order=2)
18
19     # Aplikasi filter dengan filtfilt (zero-phase filtering)
20     filtered_signal = filtfilt(b, a, signal)
21
22     return filtered_signal
```

Kode 22: Bandpass Filter Application

4.2.17 Signal Preprocessing

```
1 def preprocess_signal(y_positions, window=15):
2     """
3     Preprocessing sinyal dengan metode yang lebih halus.
4
5     Args:
6         y_positions: Array posisi y
7         window: Ukuran window untuk smoothing (default=15)
8
9     Returns:
10        np.ndarray: Sinyal yang telah dipreprocess
11    """
12    y_array = np.array(y_positions)
13
14    # Membersihkan outlier dengan percentile
15    percentile_5 = np.percentile(y_array, 5)
16    percentile_95 = np.percentile(y_array, 95)
17    mask = (y_array >= percentile_5) & (y_array <= percentile_95)
18    y_cleaned = y_array[mask]
19
20    # Normalisasi sinyal
21    y_normalized = y_cleaned - np.mean(y_cleaned)
22
23    # Smoothing dengan Savitzky-Golay filter
24    y_smoothed = savgol_filter(
25        y_normalized,
26        window_length=15, # Harus ganjil
27        polyorder=3       # Order polynomial
28    )
29
30    return y_smoothed
```

Kode 23: Signal Preprocessing

4.2.18 Respiratory Rate Estimation

```
1 def estimate_respiratory_rate(filtered_signal, timestamps):
2     """
3     Mengestimasi respiratory rate dari sinyal yang telah difilter.
4
5     Args:
6         filtered_signal: Sinyal yang telah difilter
7         timestamps: Array waktu pengukuran
8
9     Returns:
10        tuple: (respiratory_rate, peak_indices)
11    """
12    if len(filtered_signal) < 2:
13        return 0, []
14
15    # Deteksi puncak sinyal
16    peaks, _ = find_peaks(
17        filtered_signal,
18        distance=15, # Minimal jarak antar puncak
19        prominence=0.05, # Threshold prominence
20        height=None # Tidak ada batasan tinggi
21    )
22
23    if len(peaks) < 2:
24        return 0, peaks
```


```
25
26 # Menghitung rate pernapasan
27 peak_times = timestamps[peaks]
28 intervals = np.diff(peak_times)
29
30 # Filter interval yang valid (2-8 detik per nafas)
31 valid_intervals = intervals[(intervals >= 2) & (intervals <= 8)]
32
33 if len(valid_intervals) > 0:
34     mean_interval = np.mean(valid_intervals)
35     breaths_per_minute = 60.0 / mean_interval
36 else:
37     breaths_per_minute = 0
38
39 return breaths_per_minute, peaks
```

Kode 24: Respiratory Rate Estimation

5 Hasil Analisis Sinyal

5.1 Analisis Sinyal Remote Photoplethysmography (rPPG)

Berikut menampilkan hasil deteksi wajah dan area fitur tertentu (seperti dahi) dengan implementasi Remote Photoplethysmography (rPPG).



Gambar 1: Gambar Fitur RPPG

Penjelasan singkat: **Kotak Hijau:** Menunjukkan area ROI (Region of Interest), seperti dahi, yang sering digunakan untuk mengestimasi sinyal photoplethysmography dari perubahan warna kulit akibat aliran darah. **Kotak Biru:** Menunjukkan bounding box yang mendeteksi wajah secara keseluruhan. Deteksi wajah ini dilakukan untuk membatasi area analisis ke wajah subjek. **Aplikasi rPPG:** Data visual dari ROI dianalisis untuk mengekstrak informasi kardiovaskular, seperti detak jantung, tanpa kontak langsung dengan sensor fisik.

5.1.1 Hasil Analisis Sinyal rPPG


Analisis Komponen Sinyal rPPG:

1. Sinyal rPPG:

- Grafik menunjukkan sinyal rPPG yang telah diproses. Sinyal ini mencerminkan fluktuasi amplitudo terkait perubahan volume darah di pembuluh darah wajah, yang dapat dihitung untuk menentukan denyut jantung.
- *Sumbu X*: Menunjukkan waktu (dalam detik).
- *Sumbu Y*: Menunjukkan amplitudo sinyal rPPG.

2. Puncak Terdeteksi:

- Titik merah di grafik menandai puncak-puncak sinyal yang terdeteksi menggunakan algoritma pengenalan puncak.



Gambar 2: Gambar Hasil Analisis Sinyal RPPG

- Deteksi puncak ini digunakan untuk menghitung denyut jantung berdasarkan jumlah puncak yang terdeteksi dalam durasi tertentu.

3. Denyut Jantung (Heart Rate):


- Dari grafik, nilai denyut jantung yang dihitung adalah *67,20 BPM (Beats Per Minute)*. Nilai ini relatif rendah, tetapi masih dalam kisaran normal untuk seseorang dalam kondisi istirahat.

4. Kualitas Sinyal:

- Grafik menunjukkan adanya fluktuasi amplitudo yang signifikan pada beberapa titik (misalnya, sekitar detik ke-10 dan ke-20). Hal ini dapat disebabkan oleh gerakan kepala, perubahan cahaya, atau noise lainnya.
- Sinyal pada bagian lainnya relatif stabil, yang menunjukkan bahwa sistem telah berhasil memproses sebagian besar sinyal meskipun terdapat gangguan.

5.2 Analisis Sinyal Respirasi

Berikut menampilkan hasil tracking pergerakan pernapasan menggunakan implementasi sistem berbasis webcam untuk estimasi respiratory rate. **Penjelasan singkat:**



Gambar 3: Implementasi Tracking Pergerakan Respirasi

- **Kotak Hijau:** Region of Interest (ROI) yang mencakup area bahu dan dada atas. ROI ini dibagi menjadi tiga zona vertikal yang ditandai dengan garis kuning untuk optimalisasi tracking.
- **Titik-titik Tracking:**
 - **Titik Merah (Zona Tengah):** Titik-titik tracking utama dengan bobot 1.0, maksimal 20 titik
 - **Titik Oranye (Zona Kiri dan Kanan):** Titik-titik tracking pendukung dengan bobot 0.5, maksimal 15 titik per zona
- **Grafik Real-time:** Plot di pojok kanan atas menampilkan pergerakan vertikal ROI secara real-time dalam rentang waktu 10 detik terakhir, dengan sumbu Y menunjukkan posisi dalam pixel dan sumbu X menunjukkan waktu dalam detik.

5.2.1 Hasil Analisis Sinyal Respirasi


Analisis Komponen Sinyal Respirasi:

1. Sinyal Preprocessed (Biru):

- Menunjukkan data hasil preprocessing awal sebelum filtering
- *Sumbu X:* Menampilkan waktu pengukuran dalam detik (0-30 detik)
- *Sumbu Y:* Menunjukkan posisi vertikal dalam satuan pixel
- Amplitudo sinyal lebih tinggi dengan variasi yang lebih besar, mengindikasikan adanya noise pada data mentah

2. Sinyal Terfilter (Merah):

- Hasil pemrosesan menggunakan bandpass filter Butterworth
- Menunjukkan pola sinusoidal yang lebih halus dan teratur



Gambar 4: Gambar Hasil Analisis Sinyal Respirasi

- Baseline drift dan noise frekuensi tinggi berhasil dihilangkan
 - Amplitudo yang lebih stabil menunjukkan keberhasilan proses filtering
3. **Puncak Terdeteksi (Tanda X):**
- Menandai titik-titik puncak inspirasi pada sinyal terfilter
 - Jarak antar puncak relatif konsisten, menunjukkan pola pernapasan yang teratur
 - Digunakan untuk perhitungan respiratory rate
4. **Respiratory Rate:**
- Nilai respiratory rate terukur adalah *19.9 breaths/minute*
 - Nilai ini berada dalam rentang normal untuk orang dewasa (12-20 nafas/menit)
 - Konsistensi periode antar puncak (~ 3 detik) menunjukkan irama pernapasan yang stabil
5. **Kualitas Pengukuran:**
- Signal-to-noise ratio yang baik pada sinyal terfilter, ditunjukkan oleh perbedaan yang jelas antara sinyal biru dan merah
 - Amplitudo puncak yang konsisten (berkisar 1.5-2 pixel) mengindikasikan kedalaman nafas yang stabil
 - Minimal artifak gerakan yang tidak diinginkan, terlihat dari bentuk sinyal yang teratur
 - Deteksi puncak yang akurat dan konsisten sepanjang periode pengukuran

6 Referensi dan Daftar Pustaka

Dalam penelitian ini, kami mengacu pada beberapa referensi terkait pemrosesan sinyal rPPG. Salah satu referensi utama adalah penelitian tentang pemilihan filter digital optimal untuk kondisi sinyal rPPG [1].

References

- [1] S. Guler, A. Golparvar, O. Ozturk, H. Dogan, and M. K. Yapici, “Optimal digital filter selection for remote photoplethysmography (rPPG) signal conditioning,” 11 Jan. 2023, accessed: 2024-3-24.